



FICHE TECHNIQUE



Embout buccal jetable pour Analyseur de NO « NObreath »



Référence	NOBREATH-V2-MP50
Utilisation	A usage unique
Equipement	Filtre anti-humidité & anti-microbien
Fabrication & origine	Royaume-Uni
Dimension	18 cm - (forme ovale)
Conditionnement	Boîte de 50
Dimensions et Poids boîte	30 x 20 x 16 cm – 700 g
Composition embout	Polypropylène (plastique catégorie 5 recyclable non biodégradable)
Emballage boîte	Carton recyclable
Marque	Bedfont Scientific - Angleterre

RESPUR MEDICAL SAS

26 rue Félix Rouget - 95490 VAURÉAL – France
Tél. : 01 30 73 45 32 - contact@respur-medical.com - www.respur-medical.com
Siret 939 027 298 00016 — TVA : FR49939027298 – APE 4646 Z