

FICHE TECHNIQUE

EMBOUT BUCCAL JETABLE EN CARTON RECYCLABLE ECO

Pour analyseur de CO de l'air expiré



| | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | SB-ECO-200 |
| Utilisation | Usage unique (s'emboîte sur le raccord appelé « piègeur » avec valve anti-retour et filtre anti-microbien) |
| Conditionnement | Boîte de 200 – sachet individuel |
| Composition | Papier et carton 100 % recyclable - (SteriBreath™ ECO) |
| Embout, emballage et boîte | Matériaux de sources durables 100 % biodégradable |
| Dimension et poids net embout | 10 cm – diamètre : 1 cm – 1 g |
| Dimension et poids brut boîte | L 15 x l 17 x H 16 cm - 320 g |
| Marque | Bedfont Scientific - Angleterre |

RESPUR MEDICAL SAS

26 rue Félix Rouget - 95490 VAURÉAL – France

☎ : 01 30 73 45 32 - contact@respur-medical.com - www.respur-medical.com

Siret 939 027 298 00016